

B-001.11.550 CABEZAL PARA OTOSCOPIO F.O K180 2.5V



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cabezal para Otoscopio K180 con Fibra Óptica
Carcasa de metal cromado mate pulido.
Superficie interna del cabezal negro mate elimina los reflejos.
Ventana de visualización de tres aumentos.
XHL Tecnología Xenón Halógena.
Foco: 2.5 V.
No incluye mango.

USO

El otoscopio permite realizar un estudio completo del oído externo.
La Fibra Óptica brinda la posibilidad de obtener una iluminación más precisa, por lo que el examen de una zona del oído en particular es más sencillo.
Ideal para realizar el examen de la otoscopia neumática.

PUNTOS DE VENTA

Tecnología XHL de iluminación de gran intensidad que previene la creación de sombras y reflejos, ayudando a realizar un diagnóstico más exacto.
Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.
La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.
5 años de garantía contra defectos de fabricación.