

B-002.11.525 OTOSCOPIO BETA 100 3.5 V



#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Otoscopio Beta 100.  
Caja enteramente metálica.  
La superficie interna del cabezal negro mate eliminando reflejos.  
XHL Tecnología Xenón Halógena.  
Ventana grande de visión de vidrio óptico a prueba de rayado.  
Conexión para insuflador.  
Foco: 3.5 V.  
No incluye mango.

#### USO

El otoscopio permite realizar un estudio completo del oído externo.  
Ideal para realizar el examen de la otoscopia neumática.

#### PUNTOS DE VENTA

Tecnología XHL de iluminación de gran intensidad que previene la creación de sombras y reflejos, ayudando a realizar un diagnóstico más exacto.  
Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.  
La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.  
5 años de garantía contra defectos de fabricación.