

B-002.12.305 PORTAESPÁTULAS ILUMINADO (DESECHABLE) 3.5V



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Portaespátulas iluminado.
Tecnología Xenón Halógena.
Tapa de protección para lámpara.
Lanzador de espátulas desechables.
Foco: 3.5 V.
No incluye mango.

USO

Ayuda a detectar anomalías en la cavidad bucal y faríngea.

PUNTO DE VENTA

Dispara la pala mediante pulsación del dedo, ningún contacto con la pala después de usarla.
Tecnología XHL de iluminación de gran intensidad que previene la creación de sombras y reflejos, ayudando a realizar un diagnóstico más exacto.
Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.
La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.
5 años de garantía contra defectos de fabricación.