

D-001.70.220 OTOSCOPIO MINI 3000



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Otoscopio de bolsillo compacto con iluminación directa.
Superficie interna del cabezal negro mate, elimina reflejos.
Tecnología de lámparas XHL Xenón Halógena mejorada con un aumento de luz del 100%.
Ventana de visualización con aumento de 3 x.
Superficie de la carcasa optimizada que ofrece imágenes muy nítidas y minimiza reflejos.
Ventana de visualización integrada con giro lateral.
Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.
Mango y cabezal en 2 piezas.
Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico refinado.
De pilas alcalinas tipo "AA" o con batería recargable opcional con el cargador mini NT.
Incluye: Mango de pilas, con 4 espéculos de uso permanente y 5 espéculos desechables de 2.5 y 4 mm de diámetro.
Foco: 2.5 V.

USOS

El otoscopio permite realizar un estudio completo del oído externo.

PUNTOS DE VENTA

Satisface las exigencias más elevadas.
A prueba de golpes, robusto y antideslizante.
Tecnología XHL de iluminación de gran intensidad que previene la creación de sombras y reflejos, ayudando a realizar un diagnóstico más exacto.
De firme sujeción, la desconexión es automática al fijarlo al bolsillo.
La serie "mini", compacta y manejable, está compuesta por instrumentos de bolsillo compactos de Heine, con las características de alta calidad de los instrumentos "Fullsize" de Heine.
Manejables y compactos, los productos mini 3000 cuentan con una excepcional ergonomía y un equipamiento de alta calidad.
Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.
La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.