

D-001.71.120 OFTALMOSCOPIO MINI 3000 + MANGO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Oftalmoscopio de bolsillo compacto

Tecnología de lámparas XHL Xenón Halógena mejorada que proporciona más luz.

Cuenta con 5 diafragmas distintos (Círculo grande, Círculo pequeño, Estrella de fijación, Semi-círculo y Filtro exento de rojos).

Campo de corrección: 18 lentes en el alcance de -20 hasta + 20 Dioptrías.

+	1	2	3	4	6	8	10	15	20D
---	---	---	---	---	---	---	----	----	-----

-	1	2	3	4	6	8	10	15	20D
---	---	---	---	---	---	---	----	----	-----

Mango y cabezal en dos piezas.

Carcasa del mango de alta calidad; aleación de cromo/plástico refinado.

Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.

De pilas alcalinas tipo "AA" o con batería recargable opcional con el cargador mini NT.

Incluye: Mango de pilas.

Foco: 2.5 V.

USOS

El oftalmoscopio es ideal para observar el fondo del ojo y ayuda a realizar un diagnóstico correcto de las enfermedades y padecimientos del mismo.

Ideal para desplazamientos y vistas.

PUNTOS DE VENTA

Satisface las exigencias más elevadas.

Excelente óptica en dimensiones mínimas, idóneo para desplazamientos y visitas.

A prueba de golpes, robusto y antideslizante.

De firme sujeción, la desconexión es automática al fijarlo al bolsillo.

Tecnología XHL de iluminación de gran intensidad que previene la creación de sombras y reflejos, ayudando a realizar un diagnóstico más exacto.

La serie "mini", compacta y manejable, está compuesta por instrumentos de bolsillo compactos de Heine, con las características de alta calidad de los instrumentos "Fullsize" de Heine.

Manejables y compactos, los productos mini 3000 cuentan con una excepcional ergonomía y un equipamiento de alta calidad.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.