

D-001.73.109 LAMPARA DE BOLSILLO MINI-C



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Lámpara de bolsillo clip mini-c muy manejable y de larga duración.
Clip conductor de luz para aplicaciones otoplásticas.
Diseño con forma oval y muy elegante.
Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico refinado.
Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.
De pilas alcalinas tipo "AAA".
Incluye: Blister pack con pilas.
Foco: 2.5 V.

USOS

Ideal para realizar estudios médicos en nariz, ojos, garganta y oído.
Ayuda al médico a realizar un diagnóstico correcto.
Perfecta para una visualización específica durante un examen de diagnóstico.
Mediante el conductor de luz se comprueba la adaptación anatómica óptima de los audífonos.

PUNTOS DE VENTA

Satisface las exigencias más elevadas.
El mango mini-c **NO** es compatible con los instrumentos mini 3000
Se adapta a la mano de forma ergonómica.
A prueba de golpes, robusto y antideslizante.
De firme sujeción, la desconexión es automática al fijarlo al bolsillo.
Tecnología XHL de iluminación de gran intensidad que previene la creación de sombras y reflejos, ayudando a realizar un diagnóstico más exacto.
Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.
La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.