

D-001.73.131 LAMPARA DE BOLSILLO MINI 3000



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Lámpara de bolsillo compacta de larga duración.

Diseño con forma oval y muy elegante.

Lámpara con lente con XHL Tecnología Xenón Halógena mejorada con un aumento de luz del 100%.

Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico refinado.

Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.

De pilas alcalinas tipo "AA" o con batería recargable opcional con el aparato de carga mini NT.

Incluye: Mango de pilas.

Foco: 2.5 V.

USO

Ideal para realizar estudios médicos en nariz, ojos, garganta y oído.

Ayuda al médico a realizar un diagnóstico correcto.

Perfecta para una visualización específica durante un examen de diagnóstico.

PUNTOS DE VENTA

Satisface las exigencias más elevadas.

Robusta lámpara de bolsillo de larga duración.

Aprueba de golpes, robusta y antideslizante.

Se adapta a la mano de forma ergonómica.

De firme sujeción, la desconexión es automática al fijarlo al bolsillo.

Tecnología XHL de iluminación de gran intensidad que previene la creación de sombras y reflejos, ayudando a realizar un diagnóstico más exacto.

La serie "mini", compacta y manejable, está compuesta por instrumentos de bolsillo compactos de Heine, con las características de alta calidad de los instrumentos "Fullsize" de Heine.

Manejables y compactos, los productos mini 3000 cuentan con una excepcional ergonomía y un equipamiento de alta calidad.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.