

## D-001.76.120 LAMPARA HEINE COMBI MINI 3000 CON MANGO



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Lámpara compacta de bolsillo y Portaespátulas.

De amplia gama, ya sea lámpara multiusos y como cabezal para espátulas.

Mango y cabezal en 2 piezas.

Lámpara con lente XHL Tecnología Xenón Halógena mejorada con un aumento de luz del 100%.

Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico integrado.

Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.

De pilas alcalinas tipo "AA" o batería recargable opcional con el aparato de carga mini NT.

Incluye: Mango de pilas y 5 espátulas desechables.

### USO

Perfecta para ser utilizada como lámpara para realizar un diagnóstico.

Ayuda a detectar anomalías en la cavidad bucal y faríngea.

### PUNTO DE VENTA

Satisface las exigencias más elevadas.

A prueba de golpes, robusto y antideslizante.

De firme sujeción, la desconexión es automática al fijarlo al bolsillo.

Tecnología XHL de iluminación de gran intensidad que previene la creación de sombras y reflejos, ayudando a realizar un diagnóstico más exacto.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.