

D-001.79.021 MANGO A PILAS MINI3000 C.PILAS



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Mango Mini 3000.

Carcasa del mango de alta calidad; aleación de cromo/plástico refinado.

Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.

Capuchón inferior desenroscable.

Conexión por rosca de metal, sin desgaste.

Diversas aplicaciones.

De pilas tipo AA.

USO

Compatible con todos los instrumentos mini 3000.

PUNTO DE VENTA

Satisface las exigencias más elevadas.

A prueba de golpes, robusto y antideslizante.

Desconexión automática al fijarlo al bolsillo,

Forma oval, compacta y elegante.

La serie "mini", compacta y manejable, está compuesta por instrumentos de bolsillo compactos de Heine, con las características de alta calidad de los instrumentos "Fullsize" de Heine.

Manejables y compactos, los productos mini 3000 cuentan con una excepcional ergonomía y un equipamiento de alta calidad.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.