

E-003.18.811 RECTOSCOPIO DESECHABLE



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Rectoscopio desechable.
Seguridad absoluta contra contagio infeccioso.
No precisan limpieza.
Plástico fisiológicamente impecable y adaptado al cuerpo.
Transmisión de la luz a través de la pared del tubo. Iluminación clara y homogénea del campo de observación.

ESPECIFICACIONES

Graduación: 25 cm x 2 cm.
Caja con 100 piezas.

USO

Permite la exploración visual del intestino recto por vía rectal.

PUNTO DE VENTA

De uso único, previene contagios.
Salida de la luz de forma anular en el extremo distal del tubo.
Gracias al plástico no se tienen sensaciones de frío por parte del paciente.
Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.
La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.
5 años de garantía contra defectos de fabricación.