

F-001.22.800 MANGO PEQUEÑO P/LARINGOSCOPIO DE BATERIAS



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Mango de laringoscopio F.O.

Potencia total en cualquier momento sin pérdida de capacidad.

Tiempo de carga de dos horas con el cargador NT 300.

Con opción a ser batería recargable.

Foco: 2.5 V.

USO

Ideal para colocar las espátulas.

PUNTO DE VENTA

Fácil de utilizar y colocar.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.