

## F-001.22.812 MANGO CORTO PARA LARINGOSCOPIO C/ BATERIA



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Mango de laringoscopio F.O.

Potencia total en cualquier momento sin pérdida de capacidad.

Tiempo de carga de dos horas con el cargador NT 300.

Con opción a ser batería recargable.

Foco: 2.5 V.

### USO

Ideal para colocar las espátulas.

### PUNTO DE VENTA

Fácil de utilizar y colocar.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.