

F-257.10.815 EQUIPO HEINE LARINGOSCOPIA URG XP



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Equipo de emergencia XP.

Diseñado con la geometría anatómica perfecta de la espátula F.O.

Completamente equipado con 5 tipos.

Optimización de la forma de espátula facilita la inserción del tubo.

XHL Tecnología Xenón Halógena con un aumento de luminosidad del 40 % comparado con lámparas halógenas convencionales.

Alta rigidez de torsión y resistencia a la rotura.

Mango ranurado, no resbala fácilmente.

Incluye: espátula Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, mango F.O. SP con pilas alcalinas y maletín transportable.

USO

Instrumento médico que sirve principalmente para examinar la glotis y las cuerdas vocales.

PUNTO DE VENTA

Diseñado con la geometría anatómica.

Higiénica y segura. El extremo de la pala no toca al mango.

Ligero y compacto.

Fácil de limpiar y esterilizar.

Las espátulas no requieren mantenimiento.

Óptimo enfoque de la luz hacia la epiglotis y cuerdas vocales.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.