

J-000.31.371 JGO.COMP C/LUPAS BINOCULARES 3S LED HR 2.5x/420MM



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Juego complementario con lupas binoculares HR.  
Con regulador de brillo flexible.  
Diafragma de iris regulable con progresión continua.  
Ángulos de iluminación ajustable de forma flexible.  
Óptica con revestimiento de capas múltiples, para máxima luminosidad.  
Tecnología polímero de litio (materiales elegidos no combustibles).  
Incluye un protector contra salpicaduras S-Guard, un soporte de lupa abatible i-View, una palanca esterilizable para abatir y un líquido limpiador.

## ESPECIFICACIONES

Iluminación: 40000 Lux a una distancia de trabajo de 250 mm.  
Temperatura de calor: 6250 Kelvin.  
Durabilidad de las lámparas: 50000 horas de servicio.  
Tiempo de servicio: 12.5 horas con mPack y 5.5 horas con mPack UNPLUGGED.  
Medidas: 2.5 x/420 mm.

## USO

Perfecta para una visualización específica durante un examen de diagnóstico o una cirugía.  
Proporciona más libertad de movimiento y una vista no obstruida para el examinador.  
Ideal también para la otorrinolaringología y aplicaciones dentales.

## PUNTO DE VENTA

Movilidad al 100 % para una libertad de movimiento absoluta  
Distribución equilibrada del peso, máxima comodidad.  
Ligera de peso y compacta.  
Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.  
La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.  
5 años de garantía contra defectos de fabricación.