

M-000.09.242 BAUMA HEINE GAMMA 3.0 GP SIN LATEX



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Baumanómetro Gamma GP con válvula de botón.

Manómetro con seguridad de sobrepresión

Materiales libre de látex.

El micro filtro protege la válvula y el sistema de medida.

Alta calidad de la aguja indicadora.

Gran pera insufladora para inflar el manguito rápidamente (50 % más volumen de la pera).

Válvula giratoria de precisión para dosificación fina.

Carcasa de material plástico-poliamida/TP.

Elastómero de 2 componentes con cubierta antideslizante para absorción de golpes.

Cuchara de plástico poliamida.

Incluye: Manguito para adulto en estuche de cremallera.

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones:

Diámetro del Manómetro: 5.6 cm.

Brazalete: 14 cm x 58 cm.

Circunferencia del brazo (adulto): 29 cm – 41 cm.

## USOS

Perfecto para la medición de la presión arterial.

Ayuda a detectar la hipertensión arterial que, al no causar síntoma alguno, no se sospecha de su padecimiento

## PUNTOS DE VENTA

Sienta nuevas normas en cuanto a funcionalidad, calidad y valor.

Diseño funcional y moderno, en combinación con una precisión de alta calidad de manómetros y una construcción duradera de función fiable de muchos años en entorno clínico.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.