

M-000.09.326 GAMMA XXL LF-S CON PEDESTAL



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Baumanómetro de pared.

El GAMMA XXL LF - el sustituto ideal del aparato de mercurio que evita los daños al medio ambiente.

Material sin látex.

Modelo con una estabilidad especial, ideal para aplicaciones en hospitales y en consultorios.

Gran alcance mediante tubo espiralado de 3 m.

Aguja equilibrada para indicaciones exactas, ajustada con estabilidad.

Válvula de precisión de metal, fácil de ajustar.

Trípode con ruedas, con altura ajustable.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones:

Diámetro del Manómetro: 13 cm.

Brazalete: 14 cm x 58 cm.

Circunferencia del brazo (adulto): 29 cm – 41 cm.

USOS

Perfecto para la medición de la presión arterial.

Ayuda a detectar la hipertensión arterial que, al no causar síntoma alguno, no se sospecha de su padecimiento

PUNTOS DE VENTA

Sienta nuevas normas en cuanto a funcionalidad, calidad y valor.

Diseño funcional y moderno, en combinación con una precisión de alta calidad de manómetros y una construcción duradera de función fiable de muchos años en entorno clínico.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.