

M-000.09.942 ESTETOSCOPIO HEINE GAMMA 3.2 ACUSTICO



#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Estetoscopio Gamma 3.2.

Con doble campana

Soporte en acabado cromado.

Tubo en forma de Y de 56 cm de longitud.

Membrana de calidad de 44 mm de diámetro, con acústica y transmisión de sonido de gran calidad.

Libre de látex.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones del cono: 3 cm de diámetro.

#### USO

Diseñado para escuchar los sonidos internos del cuerpo humano durante la auscultación o examen físico.

Los órganos del cuerpo que más se examinan son los pulmones, el corazón y los intestinos.

#### PUNTO DE VENTA

Cuenta con dos frecuencias diferentes, una membrana de calidad en un extremo y un captador con apertura cónica en el extremo. Función membrana y función cono a elección.

Se ajusta individualmente.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.