

M-000.09.943 ESTETOSCOPIO HEINE GAMMA 3.3 ACUSTICO PEDIATRICO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Estetoscopio Gamma 3.3.
Soporte en acabado cromado.
Tubo en forma de Y.
Membrana de calidad.
Libre de látex.

ESPECIFICACIONES

Membrana: 3.1 cm de diámetro.
Longitud del tubo: 56 cm.

USO

Diseñado para escuchar los sonidos internos del cuerpo humano durante la auscultación o examen físico.
Los órganos del cuerpo que más se examinan son los pulmones, el corazón y los intestinos.

PUNTO DE VENTA

Su campana y un elevado peso de la membrana evitan los ruidos y generan una excelente resonancia.
Se ajusta individualmente.
Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.
La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.
5 años de garantía contra defectos de fabricación.