

M-000.09.944 ESTETOSCOPIO HEINE GAMMA C3 CARDIOLOGIA



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Estetoscopio Gamma C3.

Con doble campana

Soporte en acabado cromado.

Tubo de doble canal.

Incluye olivas pequeñas y blandas, además de dos olivas de repuesto pequeñas y duras.

Libre de látex.

ESPECIFICACIONES

Membrana: 4.5 cm de diámetro.

USO

Especialmente diseñado para realizar exploraciones cardiacas.

PUNTO DE VENTA

Excelente eficacia acústica, especialmente con las frecuencias importantes para auscultar el corazón.

Con dos frecuencias distintas, una membrana doble dual en un extremo y un cono en el otro.

Es ideal para una transmisión de sonido de alta sensibilidad.

El tubo cumple con los requisitos más exigentes, es elástico y resistente a dobleces perfecto para una transferencia de sonido.

Se ajusta individualmente.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.