

## X-001.88.034 FOCO PARA DERMATOSCOPIO MINI 2000



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena.

Diseñada específicamente como parte integral del instrumento de Heine al que se incorpora.

Duración de las bombillas de hasta un 50 % más.

Diseño avanzado y procedimientos de fabricación que evitan implosiones peligrosas de bombillas

Foco de 2.5V.

### USOS

Fabricado para suministrar el color idea de temperatura para el Dermatoscopio mini 2000.

### PUNTOS DE VENTA

El color de temperatura asegura un balance equilibrado entre intensidad de iluminación y color real del tejido para el diagnóstico más preciso.

Larga duración, óptima función y efectividad del coste.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.