

X-001.88.098 FOCO HEINE LAMPARA DE HENDIDURA HSL 100, HSL 150 Y ALPHA + HSL150 HALOGENA 2.5 V

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena.

Específicamente como parte integral del instrumento de Heine al que se incorpora.

Duración de las bombillas de hasta un 50 % más.

Diseño avanzado y procedimientos de fabricación que evitan implosiones peligrosas de bombillas

Foco de 2.5V.

#### USOS

Fabricado para suministrar el color ideal de temperatura la lámpara de hendidura HL 100 Y HSL 150.

#### PUNTOS DE VENTA

El color de temperatura asegura un balance equilibrado entre intensidad de iluminación y color real del tejido para el diagnóstico más preciso.

Larga duración, óptima función y efectividad del coste.

Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana.

La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos de diagnóstico.

5 años de garantía contra defectos de fabricación.